

Flacons collecteurs de 30 ml et leurs bouchons

Fournir une performance fiable.

Kit de prélèvement des matières fécales de 30 ml

bouchon intégré pour les matières fécales

Il est équipé d'une cuillère et d'une fourchette intégrées pour faciliter le prélèvement de tout type de matières fécales. Le flacon comporte des graduations faciles à lire qui facilitent le prélèvement d'un échantillon de taille appropriée.

Kit de prélèvement d'oxyures de 30 ml

Bouchon de collecte intégré pour oxyures

Pour le prélèvement et le transport des œufs d'oxyures. Ce flacon de 30 ml est muni d'une palette en polystyrène transparent avec un adhésif léger sur un côté, permettant de visualiser les oxyures et les œufs au microscope.

Collecteur polyvalent de 30 ml

Multifonctionnel, gradué, stérile

Ce flacon polyvalent, autonome, à fond conique et à rebord peut être utilisé à des fins multiples, notamment pour le prélèvement d'échantillons de matières fécales, d'urine et d'expectorations.

Porte-lamelles 30 ml

Durable, étanche, idéal pour le transport

Idéal pour transporter jusqu'à quatre lamelles de taille standard avec ou sans fixateur. Les lamelles ne se touchent pas et restent protégées contre les ruptures dans chaque rainure. Le trou perforé au fond du flacon permet la ventilation pour un transport à sec. Ce dispositif non étiqueté peut être utilisé comme enveloppe d'expédition.

Bouchons

- Anneau moulée en « joint torique » pour assurer une étanchéité parfaite
- Les rebords du capuchon facilitent la prise en main.
- La poignée intégrée de la palette ou de la cuillère-fourchette protège contre toute éventuelle contamination

Flacons

- Polypropylène durable à parois droites résistant aux fissures
- Graduations claires et faciles à lire
- Fond conique à rebord amovible



STARPLEX®

A PROUD BRAND OF PRETIUM

www.starplexscientific.com

1-800-665-0954