

La gamme de bouteilles Starplex Pharma est désormais disponible.

Starplex a lancé une gamme de cylindres en PEHD de 75 cc à 950 cc, connue sous le nom de Starplex Pharma Line. Les neuf formats sont fabriqués dans notre usine de Toronto à partir de la résine Marlex. Les deux plus petites tailles de la gamme sont dotées d'un col de 38-400, tandis que toutes les tailles supérieures ont un col de 53-400. Starplex fabrique également les bouchons de 38-400 et de 53-400 pour cette gamme de bouteilles très prisée.

Ces bouteilles ont été conçues pour optimiser l'efficacité du remplissage en série. La plupart des tailles ont le même diamètre, ce qui permet aux remplisseurs d'effectuer des changements plus rapides lors du passage d'une taille à l'autre. Le col commun de 53 mm des sept plus grandes tailles permet également des vitesses de remplissage plus rapides que celles des bouteilles disposant des diamètres de col plus petits.



Starplex Toronto détient les certifications suivantes :
ISO13485 ; MDSAP ; IMS ; FSSC 22000.

Article#	Capacité	Finition du col	Poids	Taille	Diamètre	Couleur	Résine	Plateforme machine
RT075G6-3	75 cc	38/400	11,5	2,905	1,775	Blanche	HDPE	IBM
RT120G6-3	120 cc	38/400	16	3,944	1,775	Blanche	HDPE	IBM
RT200I6-3	200 cc	53/400	20	3,86	2,244	Blanche	HDPE	IBM
RT250I6-3	250 cc	53/400	25	4,647	2,244	Blanche	HDPE	IBM
RT300I6-3	300 cc	53/400	31,5	4,785	2,558	Blanche	HDPE	IBM
RT400I6-3	400 cc	53/400	35,5	5,563	2,558	Blanche	HDPE	IBM
ET500I6-3	500 cc	53/400	50	5,578	2,952	Blanche	HDPE	IBM
ET625I6-3	625 cc	53/400	58	6,365	2,952	Blanche	HDPE	IBM
ET750I6-3	750 cc	53/400	65	6,69	3,464	Blanche	HDPE	IBM
ER950I6-3	950 cc	53/400	73	7,11	3,62	Blanche	HDPE	IBM



www.starplexscientific.com
1-800-665-0954